



Pendel WML zur lymphatischen Massage 42,00 €

Das Pendel WML wurde sehr sorgfältig auf der Grundlage der entsprechenden Wellenlänge geometrischer Formen und deren Schwingung entwickelt. Die Form des Pendels, zusätzlich verstärkt durch den radiästhetischen Akkumulator im Inneren, bewirkt eine spezielle Energie, die so genannte Stoßwellen entstehen lässt. Durch die besondere Form wird die Schwingung heilender Substanzen durch Ionisierung direkt in die Zelle des Körpers geleitet. Langjährige theoretische und praktische Untersuchungen im Zentrum für Radiästhesie und Psychotronik in Zabrze führten zur Entwicklung eines Spezialpendels, welches die Fließeigenschaften aller Körperflüssigkeiten, insbesondere der Lymphe, bewirkt.

Das Lymphatische System (lat. systema lymphaticum, auch Lymphsystem - Lymphe = Körperwasser) ist ein Teil des Immunsystems, das Menschen und Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile schützt. Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem. Das Lymphgefäßsystem hat neben der Funktion im Abwehrsystem auch eine Bedeutung im Flüssigkeitstransport und steht in enger Beziehung zum Blutkreislauf. Die Arbeit mit dem Pendel unterstützt das lymphatische System und verhindert Stauungen in den Lymphkapillaren, Lymphgefäßen, Lymphsammelstämmen und Lymphknoten. Die Nutzung des WML Pendels kann prophylaktisch und therapeutisch eingesetzt werden zur Beseitigung von Stauungen und Ödemen, bei Entzündungen und krankhaften Veränderungen der Lymphknoten, es verbessert den Lymphfluss nach ansteckenden, viralen sowie tumorösen Krankheiten und verkürzt damit die Rekonvaleszenzzeit. Eingesetzt wird es außerdem bei Trockenheit der Schleimhäute, Nebenhöhlenentzündungen, Hautveränderungen durch Lymphstauungen und allgemein zur Flüssigkeitsversorgung des Muskelgewebes. Das WML Pendel ist eins der wichtigsten Pendel und gehört immer an den Anfang einer jeden Pendelbehandlung.

Es löst oft schon mit einmaliger Anwendung z.B. Gallen oder Nierensteine auf!!! (sternförmige Bewegung) was sonst mit nichts anderem möglich ist.

Man arbeitet mit dem WML von den Füßen bis über den Kopf entlang der Meridianverläufe in schwingenden Bewegungen. Das Pendel zeigt Blockaden durch Stockung auf. Teilweise auch mit Hüpfen oder sternförmigen Bewegungen.

Dieser Pendel ersetzt NICHT den Besuch eines Arztes, Heilpraktikers oder Therapeuten.